



Livskvalitet sedan 1825

Toalettsits Nordic 315 - standard

Standardsits med lift-off funktion, vit

Produktegenskaper

- Toalettmodell 314, 315, 339, 353, 354

Artikelnummer

RSK-nr.	Art-nr.	EAN
7880603	GB1929900227	7391530030319

Montering & Skötsel

Se medföljande monteringsanvisning. Använd tvållösning eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig klorinbaserat eller slipande rengöringsmedel. Torka sedan med en ren trasa. Torka bort kalk och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger med varmt tvålatten på en mjuk trasa. Spraya inte rengöringsmedel direkt mot sitsen då det finns risk att komponenter inuti den kan ta skada. Använd en mjuk trasa för avtorkning. Hårda sitsar kan få försämrad yta under sitsringen på grund av för lång väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel på en mjuk trasa. Ta för vana att lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel och vatten får möjlighet att torka.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Anslutningsdimension: c/c 155mm sitsfäste

