



Livskvalitet siden 1825

toalettsete Nordic 315 - standard

Standard med lift-off funksjon, hvit

Produktets funksjoner

- Toalettmodell 314, 315, 339, 353, 354

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
6025408	GB1929900227	7391530030319

Montering og vedlikehold

Se den medfølgende installeringsanvisningen. Bruk et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri klorbaserte eller slipende rengjøringsmidler. Tørk alltid til slutt av med en ren klut. Tørk bort kalk og urinflekker under ringen slik at de ikke setter seg. Hvis flekken ikke går bort, gnir du gjentatte ganger med varmt såpevann og en myk klut på flekken. Ikke spray kjemikalier eller rengjøringsmiddel direkte på setet. Komponenter i setet kan bli skadet. De myke og harde setene våre er gjennomfargede og mister ikke fargen hvis de behandles riktig. Harde seter kan imidlertid tape seg litt på overflaten under ringen hvis det går for lang tid mellom rengjøringene. De kan eventuelt friskes opp med lett polering med bilpoleringsmiddel uten slipeeffekt på en myk klut. Gjør det til en vane å la lokket og ringen stå oppe etter rengjøring av toalettskålen, slik at vaskemiddel og vann får mulighet til å tørke.

Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste

