



Livskvalitet sedan 1825

Handfat Nautic 5550 – för bultmontage 50 cm

Utan bräddavlopp, utan blandarhål

Produktegenskaper

- Optimerad för sjukhusmiljö
- Plomberad bräddavloppskanal
- Utan konsolhål

Artikelnummer

RSK-nr.
7503275

Art-nr.
55506MR1

EAN
4062373907498

Förpackningsinformation

Längd: 620 mm | Bredd: 223 mm | Höjd: 470 mm


Vikt: 11.4 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel

Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Produktens CO2e fotavtryck: 27,28 kg

