



Quality of life since 1825

Seinään kiinnitettävä wc-istuin Graphic – HygienicTwist

Pehmeästi sulkeutuva kansi, joka on varustettu pikakiinnityksellä

Tuotteen ominaisuudet

HYGIENIC TWIST



- Helppo puhdistaa ja minimalistinen muotoilu
- HygienicTwist – helppo puhdistaa tehokkaan huuhtelun ja avoimen reunan ansiosta
- Piilotettu kiinnitys

Artikkelien numero

LVI-nr.
5655056

Art.nr.
GB11E930001030

EAN
7391530091174

Pakkaustiedot

Pituus: 465 mm | Leveys: 405 mm | Korkeus: 565 mm


Paino: 26 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito


Asennetaan suoraan seinään pulttien avulla. Asennussarja sisältyy. Katso mukana tulevat asennusohjeet. Puhdista keramiikka usein lian ja kalkkisaostumien muodostumisen estämiseksi. Jos tavanomainen puhdistusaine ei anna toivottua tulosta, voit käyttää apteekista saatavaa sitruunahappoa tai viinihappoa. Poista kalkkitahrat tavallisella talousetikalla. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa lasitetta ajan myötä. Vältä myös voimakkaasti emäksisten, lipeäpohjaisten viemäripuhdistusaineiden käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa sekä posliinipintaa että ympäristöä. Jos wc-istuin sijoitetaan lämmittämättömään tilaan, huuhtelusäiliö tulisi tyhjentää. Lisää vedenerottimeen vesilukkoon noin 4 dl jäätymisenestoainetta. Käytä ympäristöstävällistä tuotetta.

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Tekniset tiedot

- Tuotteen CO₂e jalanjälki: 50 kg
- Huuhtelu – vesimäärä: 4,5/3 Duo-huuhtelu 3/4,5(L)
- Liitäntäkoko: c/c 155mm sitsfäste



Toilet Graphic E930 yr 2025-
(Rev 1. 2026-07-02)

Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1	Istuinkansi Graphic, Artic 9M16 - kovamuovi, pehmeästi sulkeutuva SC/QR	5712003	9M16S101
2	Saranasarja		GB92241761
3	Seinäasennussarja		92185901
4	Vaimennin (soft close)		GB92242400
5	Vaimennintyynysarja		GB92242201